

Microtubes EPPENDORF, Safe Lock, 2,0 ml

Réf. EPP-CC2EPLOCK



Caractéristiques du microtube eppendorf safe lock, 2 ml

- En polypropylène avec Fond conique
- Cape attenante, Parfaitement étanches, Autoclavables à 121°C
- Centrifugeables jusqu'à 25 000 g;
- Couleur naturelle uniquement
- Conditionnés en sac plastique dans une boîte carton
- Un crochet situé sous la cape se clipse sur le rebord du tube pour éviter toute ouverture accidentelle
- Ouverture et fermeture d'une seule main
- Surface dépolie sur la cape
- Graduations: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2 ml

Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration