

Microtubes 2 ml MAXICLEAR, stérile Réf. AXY-MCT2S



Microtubes 2 ml MAXICLEAR, code couleur: assortis :

- Cape attenante avec aplat pour identification et zone centrale mince pour perçage;
- En polypropylène;
- Fond conique;
- Graduation;
- Plage dépolie;
- Issus de moules polis façon diamant;
- Centrifugeables jusqu'à 20 000 g;
- Utilisables de -40°C à +121°C;
- Autoclavables à 121°C, 15 mn
- Version stérile par irradiation: couleur naturelle uniquement
- Pour usage général de laboratoire;
- Capacité: 1,5 ml;
- Boil-Proof: testé pour une utilisation jusqu'à l'ébullition;
- Graduations de 0,25 à 2 ml, de 0,25 en 0,25 ml;
- Codes couleurs: assortis;
- Conditionnement: carton de 5 000 et sac de 50;
- Condition minimum de vente: boîte de 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration