

Microtubes STANDARDS, avec cape attenante,
0,5 ml
Ref. SOC-CCVI



Microtubes STANDARDS, avec cape attenante, 0,5 ml :

- En polypropylène;
- Fond conique;
- Autoclavables: 20 mn à 121°C;
- Capacité: 0,5 ou 1,5 ml;
- Sans graduation ni plage dépolie;
- Centrifugeables jusqu'à 14 000 tr / min;
- Utilisables de: -20 à 121°C;
- La version 1,5 ml existe en 5 couleurs: naturelle, orange, verte, jaune, bleue;
- Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration