

Portoirs pvc, pour tubes Ø : 11mm
10 x 10 = 100 trous
Réf. SOC-SCCE



Portoirs PVC, pour tubes Ø :11mm, 10 x 10 = 100 trous :

- Superposables, chargés avec micro-tubes pour stockage au réfrigérateur;
- 1 seul modèle pour tous types de microtubes: 0,65 - 1,5 - 2ml à cape attenante ou à vis (MICREW TUBE)
- Dimensions (L x l x H): 175 x 175 x 52mm;
- Ø des trous: 11,5mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration