

Portoirs en polypropylène, pour tubes à Ø:16 mm, 5 x  
12 = 60 trous  
**Réf. SOC-PK6016**



Portoirs en polypropylène, pour tubes à Ø:16 mm, 5 x 12 = 60 trous :

- Incassables;
- Autoclavables (121°C / 20min);
- Utilisables au réfrigérateur et bain-marie;
- Repérage alpha-numérique des trous;
- Superposables vides;
- Livrés à plat, non montés;
- Portoirs disponibles en 4 couleurs (à préciser à la commande):  
blanche, jaune, bleu, rouge;
- Dimensions (L x l x H): 246 x 105 x 72 mm;
- Ø des trous: 16,5 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration