

## Portoirs flottants, microtubes 1,5 et 2 ml, cryovials Ref. SOC-PNF2



### Portoirs flottants, microtubes 1,5 et 2 ml cryovials :

- Portoirs en polypropylène pour 16 microtubes (4 x 4) ou Cryovials;
- Portoirs destinés au stockage ou à l'incubation de microtubes;
- Résistance de -70°C à +100°C;
- Poignée centrale de préhension;
- Chaque trou possède une languette de rétention, bloquant le microtube et l'empêchant de remonter;
- Munis de 4 pieds empêchant les microtubes de reposer sur la paillasse;
- Dimensions (Côté - Haut.): 105 x 105 - 42 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration