

Pipeteur Gilson (220 V/50 Hz)+Bloc secteur standard européen

Réf. GIL-F161250



Pipeteur Gilson (220 V / 50 Hz) + bloc secteur standard européen;

- Confort ;
- Design ergonomique pour un confort d'utilisation accru;
- Fonctionnement motorisé silencieux;
- Contrôle manuel précis et souple de la variation de vitesse;
- Poids 215 g;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Performance:
 - Batterie performance (NiMH) permettant un travail continu pendant 8 heures;
 - Fonctionne avec toutes les pipettes courantes de 1 à 100 ml;
 - Remplit une pipette de 25 ml en 4 secondes;
 - Différents modes opératoires possibles en fonction du volume de la pipette et de la viscosité de l'échantillon;
- Sécurité:
 - Clapet anti-retour et filtre de sécurité empêchent toute contamination;
 - Toutes les parties en contact avec le liquide peuvent être autoclavées;
- Accessoires:
 - Adaptateur pour cônes D5000 et D10 ml avec filtre;
 - Solution économique pour manipuler des échantillons allant de 1 ml à 10 ml;
 - Filtre en PTFE (polytétrafluoréthylène) 0,2 ou 0,45 μ ;
 - Embout porte-pipette en silicone;
 - Le chargeur faisant office de portoir;
 - Le pipeteur Gilson est toujours prêt à l'emploi;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration