

Portoir chargeur

Réf. GIL-F161288



Portoir chargeur;

- Confort ;
- Design ergonomique pour un confort d'utilisation accru;
- Fonctionnement motorisé silencieux;
- Contrôle manuel précis et souple de la variation de vitesse;
- Poids 215 g;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

➤ Performance:

- Batterie performance (NiMH) permettant un travail continu pendant 8 heures;
- Fonctionne avec toutes les pipettes courantes de 1 à 100 ml;
- Remplit une pipette de 25 ml en 4 secondes;
- Différents modes opératoires possibles en fonction du volume de la pipette et de la viscosité de l'échantillon;

➤ Sécurité:

- Clapet anti-retour et filtre de sécurité empêchent toute contamination;
- Toutes les parties en contact avec le liquide peuvent être autoclavées;

➤ Accessoires:

- Adaptateur pour cônes D5000 et D10ml avec filtre;
- Solution économique pour manipuler des échantillons allant de 1 ml à 10 ml;
- Filtre en PTFE (polytétrafluoréthylène) 0,2 ou 0,45 µ;
- Embout porte-pipette en silicone;
- Le chargeur faisant office de portoir;
- Le pipeteur Gilson est toujours prêt à l'emploi;

➤ Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration