

Micropipettes capillaires Vitrex 20 ± 0,25%

Réf. SOC-MPC25



Micropipettes capillaires VITREX 20 ± 0,25 % µl. Calibrées, en verre borosilicaté;

- Code couleur: Double traits blancs;
- Dimensions: 125 x 0,7 x 1,6 mm;
- Le volume est repéré par un trait de jauge circulaire (code couleur) inscrit sur chaque capillaire;
- Aspiration par capillarité et écoulement par soufflage;
- Conditionnement: carton de 1 000;
- Condition minimum de vente: boîte de 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration