

Pipettes Pasteur 150 mm, pointes ouvertes, non

Réf. SOC-PP150PO



Pipettes PASTEUR, pointes ouvertes, non cotonnées; A usage unique;

- Pour usage général de laboratoire;
- En verre sodocalcique;
- Pointe pré-découpée pour les versions pointes fermées;
- Adaptables sur différents auxiliaires de pipetage;
- En carton;
- Longueur capillaire: 60 mm;
- Diamètre du corps: 6,8 mm;
- Épaisseur du verre: 0,50 mm;
- Conditionnement: 4 x 250;
- Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration