

Pipettes Pasteur, pointes fermées et cotonnées

Réf. SOC-PP230S



Pipettes PASTEUR, pointes fermées et cotonnée; A usage unique;

- Pour usage général de laboratoire;
- En verre sodocalcique;
- Pointe pré-découpée pour les versions pointes fermées;
- Adaptables sur différents auxiliaires de pipetage;
- En carton;
- Longueur capillaire: 135 mm;
- Diamètre du corps: 6,75 mm;
- Épaisseur du verre: 0,60 mm;
- Conditionnement: 4 x 250;
- Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N