

Pipettes en verre graduées classe B 1 ml-Graduation 1/10

Réf. SOC-PGC110



Pipettes graduées à écoulement total 1 ml, graduation 0,1 ml;

- En verre clair classe B;
- Avec boule de sûreté ;
- Graduations résistantes, marrons;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,01 ml;
- Longueur: 355 mm;
- Code couleur: rouge;
- Conditionnements: 10;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration