

Pipettes jaugées 2 traits, classe A, 20 ml

Réf. SOC-PJ202T



Pipettes jaugées 20 ml;

- En verre clair classe A;
- Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- Pointes rodées et calibrées;
- Avec boule de sûreté;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,03 ml;
- Longueur: 620 mm;
- Code couleur: jaune;
- Conditionnements: 12;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration