

Pipettes jaugées 3 ml, 2 traits, classe A-Ecoulement rapide

Réf. SOC-PJ32T



Pipettes jaugées 3 ml;

- En verre clair classe A;
- Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- Pointes rodées et calibrées;
- Avec boule de sûreté;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,015 ml;
- Longueur: 350 mm;
- Code couleur: noir;
- Conditionnements: 10;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration