


## Pipettes plastiques monobloc 0,01 ml-0,2 ml, non stérile

Réf. SOC-PP1V



Pipettes plastique monobloc 0,01 ml -0,2 ml, non stérile; A usage unique;

- Longueur 275 mm;
- En polystyrène cristal;
- Pipettes étirées monobloc;

\*Graduations:

- Négatives,
- Inversées: lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- Précision:  $\pm 2\%$ ;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- Couleur jaune normalisée sur l'embout de la pipette;
- Conditionnements: 5 x 200;
- Condition minimum de vente: 200.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration