


Pipettes plastiques monobloc 0,01 ml-0,2 ml, stérile/1

Réf. SOC-PP2S1



Pipettes plastique monobloc 0,01 ml -0,2 ml, stérile/1; A usage unique;

- Longueur 275 mm;
- En polystyrène cristal;
- Pipettes étirées monobloc;

*Graduations:

- Négatives,
- Inversées: lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- Précision: $\pm 2\%$;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- Couleur jaune normalisée sur l'embout de la pipette;
- Conditionnements: 40 x 250;
- Condition minimum de vente: 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration