

Pipettes plastiques sterilin 0,01 ml-0,2 ml, stérile/1, pelable

Réf. STE-P1S1BP



Pipettes plastiques Sterilin 0,01ml, -0,2ml, stérile/1, pelable;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur jaune;
- Longueur 279mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
 - Noires, nettes et résistantes,
 - Négatives,
 - Inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Précision: $\pm 1\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;
- Code couleur normalisé sur la pipette;
- 4 conditionnements:
 - Stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - Stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - Stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - Non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 1;
- Conditionnement: 10 x 100;
- Condition minimum de vente: 1000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration