

Pipettes plastiques, usage unique, 0,1 ml-1,5 ml, non stériles

Réf. SOC-P5VE



Pipettes plastiques, usage unique, 0,1 ml-1,5 ml, non stériles;

- Pour usage général de laboratoire;
- Pas d'arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Longueur : 298 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
 - Négatives,
 - Inversées;
- Précision: $\pm 2\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé pour les versions stériles uniquement;
- Code couleur normalisé sur la pipette;
- 3 conditionnements:
 - Stérile unitaire / sachet polyéthylène antistatique,
 - Stérile multiple par 25 pièces,
 - En sachet, en vrac;
- Nombre de parties: 1;
- Conditionnement: 1 500;
- Condition minimum de vente: 1 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration