


## **Bouchons coiffants « kimkap », tube de Ø ext : 19-20 mm**

**Réf. SOC-CCP20**



Bouchons coiffants "KIMKAP", tube de Ø ext: 19 – 20 mm;

- En polypropylène;
- Avec ergots de ventilation;
- Autoclavables;
- Couleur naturelle;
- Pour tubes SOC-TEU20;
- Condition minimum de vente: carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration