


## Tubes plastiques, fond rond, bord droit, en polystyrène

Réf. SOC-TH2



Tubes plastiques fond rond, bord droit, en polystyrène;

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 9 x 10,8 x 42 mm;
- Bouchon: non;
- Volume utile: 2 ml;
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 1 500;
- Condition minimum de vente: sac de 1 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration