

TUBE 5ML POLYSTYRENE APLAT BLANC GRADUE

Réf. SOC-TH5APG02



Tube plastique à fond rond, bord droit, en polystyrène, gradué de 0,5 en 0,5ml de 1 à 5ml avec aplat de couleur blanche ;

- Dimensions (\varnothing int. x \varnothing ext. x H.) : 11 x 13 x 75mm;
- Bouchon : non;
- Volume utile : 5ml;
- Conditionnement : carton de 5 sacs de 500;
- Conditionnement minimum de vente : Carton de 2500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration