

Tube 5ml Polystyrène aplat mauve gradué

Réf. SOC-TH5APG14



Tube plastique à fond rond, bord droit, en polystyrène, gradué de 0,5 en 0,5ml de 1 à 5ml avec aplat de couleur Mauve ;

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.) : 11 x 13 x 75mm ;
- Bouchon: non ;
- Volume utile: 5ml ;
- Conditionnement : carton de 5 sacs de 500 ;
- Conditionnement minimum de vente : Carton de 2500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration