

Tubes en verre, fond rond, bord droit, 15 ml

Réf. SOC-TCP16100



Tubes en verre, fond rond, bord droit, 15 ml;

- Autoclavables;
- Excellente résistance chimique;
- Dimensions (\varnothing int. x \varnothing ext. x H.): 14 x 16 x 100 mm;
- Épaisseur paroi: 0,80 mm;
- Condition minimum de vente: carton de 4 boîtes de 250 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration