

## Autoclave de table à vapeur, 40 litres, Modèle FALCON SA300H

Réf. SOC-SA-300H



### Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe S

- Modèle SA-300H conforme à la norme européenne
- Système de fermeture automatique (pour le modèle SA-260FA seulement) quand la pression interne est supérieure à 0,3 kg / cm<sup>2</sup>
- Température de stérilisation des autoclaves FALCON: 121°C à 132°C; ce qui convient pour la stérilisation du matériel emballé ou non, des instruments, des liquides, etc; Largement utilisés dans les cliniques, les laboratoires et les hôpitaux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## **ALARME DU NIVEAU D'EAU INSUFFISANT**

Quand l'eau dans la chambre de stérilisation ou dans le réservoir n'est pas suffisant, La lampe d'indication "LOW WATER" s'allume et le buzzer se met à sonner.

## **PROGRAMME DE PRE-CHAUFFAGE**

Préchauffage par résistance électrique, pour maintenir la température de la chambre de stérilisation constante, et pour garantir un bon séchage et une bonne stérilisation

## **CARACTERISTIQUES**

- Dimensions de la chambre: 300 mm x 570 mm (D)
- Dimension globale: 600 (W) x 470 (H) x 740(D) mm
- Alimentation: 220V~240 V / 2.8 KW / 13 A
- Température / Pression:
  - NON EMBALLE: 118~134° C / 2.1 kg / cm<sup>2</sup>
  - EMBALLE: 118~134°C / 2.1kg / cm<sup>2</sup>
  - LIQUIDES: 121°C / 1.2 kg / cm<sup>2</sup> (facultatif)
  - Température de conception: 140°C.

## **DISPOSITIF DE SECURITE:**

- commutateur de commande de pression
- fermeture automatique de la porte sous pression
- protection en cas de surchauffe
- valve de sécurité
- système de sécurité électronique du circuit
- commutateur de sortie d'urgence



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## ACCESSOIRES STANDARDS

- Boîte de stérilisation en acier inoxydable
- couverture chauffante
- Approbation de sûreté: CE - EMC, LVD, by TUV CE - MDD approval by DNV, la chambre a été conçue par ASME / USA STANDARD
- Séchage automatique: oui
- Capacité de la chambre: environ 40 litres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration