

Poche d'aspiration à usage unique 2 Litres

Réf. SOC-LINER2000



La poche jetable Flovac est un système s'adaptant sur un bocal hermétiquement fermé et pouvant être utilisé sur tous les modèles d'aspirateurs chirurgicaux. Le système est composé d'un bocal réutilisable et de poches jetables conçues pour une utilisation sur un patient unique.

Contrôler les infections et réduire les risques de contamination sont de la plus grande importance, la poche jetable en est la solution. Utilisée avec nos aspirateurs chirurgicaux, elle rend la thérapie d'aspiration plus sécurisée dans un environnement clinique ou à domicile.

Le filtre antibactérien hydrophobe prévient les débordements en stoppant l'aspiration lorsqu'il est mouillé par le fluide ayant atteint le niveau maximal de remplissage du bocal. La poche jetable est disponible dans sa version standard.

Condition minimum de vente: 50 Poches.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration