


Bistouri électrique, Modèle ELECTROCUT
100
Réf. RDE-ELECTROCUT100



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Doté d'une technologie de pointe, ce bistouri destiné aux généralistes permet de réaliser des interventions minimales d'excellentes qualités en cabinet médical. Conçu avec les technologies les plus récentes, l'ELECTROCUT100 allie puissance et sécurité pour un confort d'utilisation optimal. Son panneau de commande est volontairement simple et fonctionnel pour une mise en service rapide et une utilisation quotidienne. Cela permet au praticien de se consacrer pleinement au patient sans avoir à programmer des fonctions complexes. Les modes monopolaires et bipolaires ainsi que la puissance de coagulation font de l'ELECTROCUT100 le bistouri de choix pour le généraliste.

CARACTERISTIQUES :

- Coupe
- Coagulation
- Epilation
- Mode monopolaire
- Mode bipolaire
- Sécurité plaque avec mesure de continuité
- Commande par pédale
- Fiabilité renforcée.

APPLICATIONS :

- Dermatologie
- Oto-rhino-laryngologie
- Stomatologie
- Ophtalmologie
- Gynécologie
- FICHE TECHNIQUE:µ
- Poids : 2.3 kg
- Dimensions : 225 x 90 x 160 (mm)
- Alimentation : 230V, 50 / 60Hz, 0.7A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

PUISSANCE :

- Bipolaire : 100 W
- Coupe : 110 W
- Coagulation : 80 W
- Epilation : 12 W.
- FREQUENCE : 300 kHz

ACCESSOIRES STANDARDS :

- Cordon secteur: norme européenne
- Cordon plaque: indifférente
- Plaque indifférente
- Pédale
- Manche porte-électrode stérilisable
- Cordon monopolaire 4m stérilisable
- Electrode aiguille
- Electrode boule
- Electrode couteau
- Electrode anse.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Manche pour épilation
- Electrode épilation
- Adaptateur bipolaire
- Cordon bipolaire 2m 50 stérilisable
- Pince bipolaire droite: 200 mm x 1 mm
- Pince bipolaire: 200 mm x 1 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration