

Moniteur fœtal CLS 2000

Réf. SOC-CLS2000



Système de supervision centrale fœtale

Caractéristiques:

- Visualisation de l'acquisition des données en temps réel;
- Connexion flexible du réseau par TCP/IP;
- Management du réseau avec des unités centralisées au chevet, 64 au maximum;
- Option des 4 formes du rapport;
- Entreposage, visualisation et nouvelle analyse des données massives.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration