

MODELE JAY-10

Concentrateur d'oxygène médical

Description du Concentrateur d'oxygène médical, Modèle JAY-10

- Double flux ;
- USA importateur humidificateur ;
- 6PSI communiqué de pression ;
- technologie de refroidissement innovante pour améliorer la fiabilité

et la durée de vie de l'unité ;

- grand écran LD ;
- 24H X 365D fonctionne en continu.

Optionnel:

- Nébuliseur (atomisation)
- Alarme de faible pureté / alarme de faible débit.
- Alarme haute température.
- Oxygène de pouls.
- Alarme de maintenance.



Spécifications techniques du concentrateur d'oxygène médical JAY-10

Référence	SOC-JAY-10
Débit	0 - 10 LPM
Pureté	93% ($\pm 3\%$)
Pression de sortie	0.04 - 0.07 MPA
Niveau sonore	<50 db
Consommation d'énergie	<500 w
Affichage LCD	temps de commutation, pression de service, temps de travail actuel, temps de travail accumulé, temps de pré-réglage de 10 minutes à 40 heures
Alarme	alarme de panne de courant, alarme de haute et basse pression
Poids net	23 kgs / 25kgs / 28kgs
Dimensions	365 x 375 x 600 mm