

## Fil de suture monofilament de polypropylène

Réf. SOC-FILSUT



**Propriétés :** Le fil de suture monofilament de polypropylène SURULENETM a une excellente tension et une élasticité remarquable. Sa surface lisse et douce permet un passage facile à travers les tissus.

**Matière :** Le fil de suture monofilament de polypropylène SURULENETM est synthétique et coloré en bleu ce qui permet son identification dans l'organisme.

**Réaction avec l'organisme :** Le fil de suture monofilament de polypropylène SURULENETM réagit très peu avec l'organisme. Il ne faut pas l'utiliser en cas d'infections.

**Indications :** Fermeture chirurgie générale, micro chirurgie, chirurgie ophtalmique, orthopédique ou plastique.

**Choix :** Sutures stériles bouclées, aiguilletées et pré coupées selon les normes de la pharmacopée européenne et celle des États-Unis.

**Précaution :** éviter d'endommager la surface du fil de suture monofilament de polypropylène SURULENETM.

**Stérilisation :** Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration