

Appareil de cryothérapie portatif, modèle Cry-Ac® et Cry-Ac®-3

Réf. *SOC-CRYAC131120*



Appareil de cryothérapie portable pour la congélation des lésions cutanées, avec 4 ouvertures de pulvérisation et 1 pulvérisateur coudé. Disponible en 300ml et 500ml.

Spécifications :

L'appareil de cryothérapie CRY-AC portable (300ml et 500ml) permet de pulvériser de manière ciblée de l'azote liquide en vue de congeler des lésions cutanées. Il peut être rempli facilement à chaud ou à froid après une utilisation prolongée. L'azote liquide peut être versé à l'intérieur du récipient avec précaution ou en utilisant une pompe de retrait à installer sur un Dewar de stockage d'azote liquide.

Livré avec :

Des ouvertures de pulvérisation de 4 tailles différentes 1 A, 1 B, 1 D et 2 orifices C, ainsi qu'un pulvérisateur coudé 20 ga permettant une pulvérisation ouverte dans toutes les positions à 360 degrés sans avoir à incliner l'appareil.

Caractéristiques :

- Capacité: 16 oz. (500ml)
- hauteur: 11.25 in. (286mm)
- Poids plein: 31.6oz. (895g)
- Poids vide: 19.0oz. (540g)
- Static Holding Time: 20 to 24 hours



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration