

Clinet anti-algues, inhibiteur de croissance des algues

Réf. INT-CLINETALGUE



Clinet anti-algues, inhibiteur de croissance des algues.

- Flacon de 1 litre avec dosette incorporée
- S'utilise dilué à 0,1 % pour inhiber la croissance des algues des baignoires de laboratoire; soit 1 dose de 20 ml pour 20 litres d'eau déminéralisée.
- Renouveler la dose nécessaire toutes les semaines.
- Changer l'eau du bain tous les mois.
- Utiliser exclusivement de l'eau déminéralisée ou désionisée, car l'activité algicide diminue en présence d'eau dure.
- Ne pas mélanger avec des détergents anioniques et / ou des oxydants forts (type eau de javel).
- Condition minimum de vente: Flacon doseur de 1 Litre.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration