

Canule de Guédel

Réf. SOC-RO150319



Canules oropharyngées dites de Guédel, de forme anatomique,
Tailles facilement identifiables grâce au code couleur.

- Conçues pour le maintien des voies aériennes du patient afin d'empêcher l'affaissement de la langue ;
- Stérile en polyéthylène semi-souple, à usage unique ;
- Emballées individuellement sous sachet gelable à ouverture facile ;
- Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène,
- Sans latex.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Différentes tailles disponibles:

- Taille 00 - 40 mm : couleur rose ;
- Taille 0 - 50 mm : couleur bleu ;
- Taille 1 - 60 mm : couleur noir ;
- Taille 2 - 70 mm : couleur blanc ;
- Taille 3 - 80 mm : couleur vert ;
- Taille 4 - 90 mm : couleur jaune ;
- Taille 5 - 100 mm : couleur rouge.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration