


Lunette à oxygène

Réf. SOC-ROLOC271



Des lunettes à oxygène pour une aide respiratoire aux personnes ayant besoin d'un apport en oxygène d'urgence.

Ces lunettes à oxygène souples, fiables et économes s'adaptent très bien à l'anatomie.

Assurent un apport en air confortable grâce à un système de fixation travaillé.

- En PVC transparent avec embout nasal fin et souple.
- Une languette flexible permet de stabiliser la lunette sur la lèvre supérieure du patient.
- Conçu pour l'apport d'oxygène au patient.
- Possède une tubulure étoilée de 210 cm anti-écrasement ainsi qu'un embout nasal légèrement courbé adapté à l'anatomie du visage.
- Produit non stérile à patient unique.
- Sans latex.
- Vendu par lot de 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration