

Gastroscope vidéo modèle EG-430

Réf.: SOC-EG430



Description du Gastroscope vidéo modèle EG-430:

Le **Gastroscope vidéo modèle EG-430** est un endoscope permettant d'examiner l'intérieur de l'estomac, de diriger une sonde à biopsie ou d'y réaliser une opération chirurgicale intrusive voire micro chirurgie.

Equipés du **capteur d'image CMOS**, les **endoscopes** de la série 430 génèrent des images haute définition et nettes avec une visibilité améliorée des contours et des détails améliorés. La série 430 convient à la fois aux procédures de routine et aux interventions complexes.

Un jet d'eau à forte pression aide à laver le chyme et le mucus, en maintenant la vision propre lors des examens de routine et thérapeutiques.

Un grand canal de forceps est idéal dans une variété de procédures.

Un rayon de courbure court avec des angles de réglage plus larges ouvre le champ visuel, réduisant ainsi le risque d'oubli d'une lésion.

La rigidité progressive procure une expérience d'insertion confortable, même dans la partie profonde du côlon.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La série 430 est facile à utiliser. Vous avez le choix entre plus de dix actions: arrêt sur image, capture instantanée, amélioration de l'image, etc. pour personnaliser les boutons de la poignée de l'**endoscope**. Les commandes de jet d'eau et d'air sont également à la portée de la main. Les endoscopes adoptent également une conception de poignée légère pour réduire votre fatigue, en particulier lors de procédures plus longues.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration