

GlideScope avec lames réutilisables

Réf. SOC-TTM-151821



Les vidéo-laryngoscopes réutilisables sont conçus pour fonctionner avec le moniteur vidéo GlideScope. Les outils comportent une caméra numérique haute résolution et une lampe à DeL pour fournir des vues des voies respiratoires antérieures. Le système est recommandé pour une utilisation avec un stylet de tube endotrachéal, en particulier le stylet rigide GlideriteMD.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Le système peut comprendre les composants suivants

- Moniteur vidéo GlideScope
- Vidéo-laryngoscopes réutilisables :
 - GVL MD 2 (patients de 4 à 20 kg)*
 - GVL 3 (patients de 10 kg à l'âge adulte)*
 - GVL 4 (patients de 40 kg à ceux souffrant d'une obésité morbide)*
 - GVL 5 (patients de 40 kg à ceux souffrant d'une obésité morbide)*
- Stylet rigide Gliderite (recommandé)

* Les plages de poids sont des valeurs approximatives; un professionnel médical doit effectuer une évaluation en fonction de chaque patient.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration