

## Fibroscope pour voies digestives hautes, Modèle SOC-GIS-98

Réf. SOC-GIS-98



Le Gastro fibroscope modèle SOC-GIS-98 est le produit de base de la série SIG.

- Angle de vue : 100° ;
- Direction d'observation : droite ;
- Profondeur de champ : 3 ~ 100 mm ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion :  $\Phi$  9.8 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 200 °, 90 ° vers le bas; Gauche/Droite 120 ° ;
- Diamètre intérieur du Canal biopsie :  $\Phi$  2.8 mm ;
- Longueur de travail : 1080 mm ;
- Total Longueur : 1350 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration