

Endoscope-Fibroscope-Coloscope, Modèle SKY-2

Réf. SOC-SKY-2



Le système vidéo Endoscope - Fibroscope – coloscope modèle SKY-2 permet l'examen visuel du côlon. Il est composé de :

- colono - vidéo - scope standard modèle SOC- CE-130 ;
- Option plein écran avec un écran haute définition, large vue, avec l'option gel d'image ;
- d'une camera CCD haute résolution avec 440 000 pixels modèle SOC-VPU-100 ;
- Angle de vue de 120 ° en ligne droite ;
- Profondeur de champ : 5 ~ 100 mm ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion : Φ 13.8 mm ;
- Plage de flexion de la pointe: jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas, gauche / droite 160 ° ;
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie : Φ 3.2 mm ;
- Longueur de travail : 1330 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration