

Lampe Infrarouge 230V/250W, L.86CM - BLANC AVEC MINUTERIE

Réf. SOC-LID250WM



Description de la Lampe Infrarouge 230V/250W L.86 cm - blanc avec minuterie.

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine et éliminer les toxines.

Notre modèle de **lampe chauffante** montée sur tige flexible (86 cm dont 34 cm rigide tubulaire) et équipée d'une poignée; est très facilement positionnable à la distance souhaitée.

Sa large coupole est fermée par une grille de protection pour éviter tout risque de contact accidentel avec la source chauffante.

Ce modèle avec **interrupteur-minuteur** (fonctionnement mécanique) permet de choisir le temps de traitement souhaité de 0 à 60 minutes avant de prévenir de son arrêt par un petit signal.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques de la lampe à infrarouge avec minuterie

Watts	250 W
Longueur d'onde	1200 m m
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	Blanc
Tête de lampes cotes	260 m m
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 m m
Entraxe (4 trous base de lampe)	54.5 m m

Disponible sur notre site:

Ampoule de rechange: **SO C -ALID 250**

Pied roulant lesté: **SO C -LPIR 00666L**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration