

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lampe opération

Lampe opération-scialyrique modèle SOC900III

Ref. SOC0900III



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La lampe d'opération modèle SOC900III est un éclairage utilisé dans les blocs opératoires lors des opérations chirurgicales profonde ou classique.

Caractéristiques techniques:

- Illumination: 120,000-160, 000LX (à 1 m de distance)
- Facula diamètre: \varnothing 100 ~ \varnothing 280 mm
- Profondeur de faisceau de lumière: \geq 600 mm
- Réglage de la luminosité: réglage en continu
- Déplacement de la lampe principale a la lampe de stand by: automatique
- La température de couleur: 4500K \pm 500K
- L'élévation de température: \leq 14 °C
- Élévation de la température sur la tête du malade: \leq 2 °C
- Diamètre de support de lampe: 900mm
- Tension secteur: 220V \pm 10% 50Hz
- Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule
- Alimentation: 350VA
- Hauteur pour l'installation: 280-320 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration