

Lave mains (lavabo) chirurgical 02 postes Réf. SOC-STV132D



LAVE MAINS (LAVABO) CHIRURGICAL 02 POSTES

- Lave mains (lavabo) chirurgical 02 postes en acier inoxydable 304/4N, se manipule avec le genou, 2 postes, peut fournir: de l'eau chaude, froide ou tiède (mélange)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Dim.: 1280mm x 705mm x 850mm (h)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration