

Moniteur multiparamétrique de transport EDAN IM50

Réf. SOC-EDA077



Moniteur de transport iM50 avec les paramètres suivants: **ECG, SPO2, PNI, RESP, TEMP, POULS.**

Modèle proposé dans différentes configurations: avec ou sans écran tactile, avec ou sans imprimante. Livré avec brassards adulte, adulte large, enfant, nourrisson, sonde de température, capteur SPO2 adulte et capteur SPO2 enfant, câble ECG 5 brins, housse de transport. La nouvelle génération de moniteur EDAN fournit la solution de transport parfait. Le module multifonctionnel tout-en-un et la nouvelle plate-forme d'application améliore grandement l'efficacité de la surveillance de paramètre clinique complet pour le transfert de patient.

Autres options disponibles :

- Support mural
- Ecran tactile
- imprimante thermique
- Module SPO2 Nellcor
- pression invasive
- CO² Respironics
- accessoires WIFI / réseau (pour installation centralisée)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

Ecran 8.4 pouces couleur TFT affiche avec un maximum de 11 courbes

Détection de pacemaker, preuve d'interférence électro chirurgicale "

Protection contre la défibrillation et synchronisation de la défibrillation

Ecran tactile (en option) permet un fonctionnement intuitif en cliquant sur les paramètres spécifiques ou configuration standard par molette de navigation

OxyCRG disponible pour juger de la fonction de la respiration et la circulation des nouveau-nés

Affichage de grandes polices

Analyse de segment arythmie et S.-T.

Batterie de Li-ion rechargeable intégrée haute capacité (autonomie 6h00)

Fonction d'appel infirmière et de la communication bidirectionnelle avec la gare centrale de MFM-CMS

Connecteur de carte SD permet d'extension de la mémoire pour le stockage de données volumineux

Ports série et USB permet aux mises à niveau ultérieures abondantes

Sortie VGA et sorties analogiques

Solution de montage complet et souple pour différents scénarios

Fonctionnalité réseau filaire ou WIFI en option (pour central hospitalier uniquement)

Paramètres standard: ECG 5 dérivations, SPO2, PNI, 2 x TEMP, RESPI, Pouls, module CO2

Livré de série avec: 1 brassard adulte, 1 brassard adulte large, 1 brassard enfant, 1 brassard nouveau-né, 1 capteur SPO2 adulte, 1 capteur SPO2 enfant, 1 embase SPO2, 1 câble ECG 5 brins, 1 sonde de température, 1 sacoche de transport, 1 chargeur secteur, 1 batterie, 1 manuel d'utilisation en français.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration