

Système de télémetrie, Modèle TMS-6016

Réf. SOC-TMS



Le système de télémetrie TMS-6016 fonctionne avec le système central de surveillance HYPERVISOR VI. Le TMS-6016 propose une solution de surveillance flexible pour les unités de soins coronariens, les unités de soins intensifs, le service des urgences, les unités de soins courants, les chambres de malades et les autres zones de soins des patients cardiaques nécessitant une surveillance constante. Le système d'antennes ultraperformant utilisant la technologie de la diversité d'espace (Space Diversity) garantit une communication de haute précision et une couverture étendue des hôpitaux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Les fonctions supplémentaires incluent

- Capable d'assurer la surveillance par télémétrie de 16 patients avec un seul système central
- Modes de surveillance fixes et flexibles sélectionnables selon vos besoins
- Les patients suivis par télémétrie peuvent être visualisés en utilisant les moniteurs patients de chevet de la série BeneView
- Le bouton d'appel des infirmières et le bouton d'événement permettent au patient d'attirer l'attention du personnel soignant en cas de besoin
- Les piles AA sont nettement moins onéreuses et fournissent jusqu'à 96 heures d'autonomie
- La capacité ultraperformante de stockage des données bénéficie du système central de surveillance HYPERVISOR VI
- Les niveaux d'alarme réglables pour défaut d'électrode ECG et arrêt du capteur SpO2 ainsi que les délais de déclenchement des alarmes contribuent de manière significative à la diminution du bruit inutile.

L'inconfort subi par le personnel infirmier et les patients s'en trouve ainsi réduit. Le système de télémétrie TMS-6016 fonctionne avec le système central de surveillance HYPERVISOR VI. Le TMS-6016 propose une solution de surveillance flexible pour les unités de soins coronariens, les unités de soins intensifs, le service des urgences, les unités de soins courants, les chambres de malades et les autres zones de soins des patients cardiaques nécessitant une surveillance constante. Le système d'antennes ultraperformant utilisant la technologie de la diversité d'espace (Space Diversity) garantit une communication de haute précision et une couverture étendue des hôpitaux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration