

Capnographe-Oxymètre de pouls

Réf. SOC-F505442



Capnographe / oxymètre de pouls compact, conçu pour être utilisé sur des patients en ventilation artificielle ou spontanée.

Il est livré avec un adaptateur secteur, un jeu de ligne d'échantillonnage pour C02, un assortiment de capteurs d'oxymétrie adhésifs, une batterie rechargeable et un manuel utilisateur.

Paramètres affichés:

Courbe C02 et pléthysmographique, EtC02, SP02, fréquence pouls, fréquence respiratoire, tendances.

Alarmes:

Limites d'alarmes pour tous les paramètres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N