

Moniteur de signes vitaux V6

Réf. SOC-MSVV6



Retrouvez le meilleur du Moniteur de signes vitaux sur SOCIMED !

Configuration standard

Unité principale

Écran LCD TFT 7 pouces

PNI, BLT SpO₂, PR, oreille infrarouge instantanée TEMP

Batterie au lithium rechargeable Batterie

1000 données patient

5000 groupes NIBP examen des données de mesure pour un patient

1000 groupes d'examen des événements d'alarme



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Fonctionnalités

La conception entière est légère et flexible, opération simple, adaptée aux consultations externes, aux urgences, au département d'examen physique et à d'autres départements.

Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonataux à temps plein avec surveillance des signes vitaux.

Écran couleur TFT haute performance de 7 pouces, écran tactile en option.

Avec le mode ambulatoire et le mode de surveillance, deux modes de fonctionnement pour répondre à l'examen physique rapide multi-patients et à la surveillance continue d'un seul patient.

Surveillance de l'oxygène dans le sang, du pouls, de la pression artérielle non invasive, de la surveillance rapide de la température en option et de la surveillance du dioxyde de carbone à expiration, de la flexibilité des paramètres pour répondre à une variété d'applications cliniques.

Température corporelle en utilisant la méthode de surveillance infrarouge de la température de l'oreille, la vitesse de mesure, des tours rapides conviviaux à utiliser et le module de température corporelle avec fonction de compensation automatique de la température, mesure précise. Avec tonalité de modulation d'impulsion, système d'appel infirmier. Enregistreur thermique double canal intégré en option, le canal à imprimer peut être sélectionné arbitrairement.

Batterie au lithium enfichable intégrée, longue alimentation pour répondre à l'utilisation des ambulances et des ambulances. Peut prendre en charge le scanner de codes à barres USB, peut saisir rapidement les informations du patient.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration