

Moniteur multiparamètres patient, Modèle SOC-BENEVIEW T8

Réf. SOC-BENEVIEW T8



BeneView T8

La série BeneView a été conçue pour offrir une surveillance complète du patient, en intégrant et en affichant simultanément des informations provenant du réseau de l'hôpital et d'autres dispositifs de chevet. BeneView permet ainsi une gestion sophistiquée des informations pour les unités de soins intensifs.

Grâce à sa puissante plate-forme de surveillance et sa conception entièrement modulaire, le moniteur BeneView est capable de mesurer et de gérer simultanément un grand nombre de paramètres de surveillance, y compris les technologies avancées telles que PiCCO2, ScvO2 et BISx/x4, ainsi que des outils cliniques tels que le diagramme en étoile et la matrice de densité spectrale (DSA).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

A l'aide du module plug-and-play BeneLink, il est possible de connecter au moniteur jusqu'à quatre autres dispositifs (par exemple, des ventilateurs et une machine d'anesthésie), permettant ainsi de fournir et gérer davantage d'informations au chevet du patient.

Le protocole HL7 et la fonction passerelle permettent au moniteur BeneView d'interagir en toute transparence avec le système d'information de votre hôpital ou son système d'information clinique. Les patients sont admis facilement et les données importantes relatives aux signes vitaux peuvent être transférées au système d'enregistrement des patients. Ce processus efficace et totalement électronique permet d'améliorer la productivité tout en réduisant le risque d'erreur de transcription.

Toutes les données provenant des réseaux de l'hôpital, comme celles relatives au système d'information clinique (SIC), au système PACS ou au système d'information du laboratoire (SIL), peuvent être clairement affichées sur le moniteur BeneView ou sur un écran secondaire, donnant ainsi aux cliniciens l'accès aux informations nécessaires pour les assister dans leur prise de décision clinique et améliorer les soins aux patients.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration