

## Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI

Réf. SOC-YWL-251016



### Caractéristiques du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI :

- Sans huile
- Petit
- Silencieux
- Fines particules



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Paramètres du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI :

- Tension d'alimentation : AC220V + ou - 10%
- Fréquence ultrasonique : 1,7 Mhz + ou - 10%
- Temps de fonctionnement en continu : > ou = 4h
- Alimentation : < ou = 50W
- Capacité maximale du petit verre de médication : 150 ml
- Capacité maximale du grand verre de médication : 350 ml
- Taux de nébulisation maximum : > ou = 3ml/min
- Intervalle de temps : 0 - 60 min, aucun niveau de réglage
- Temps de chargement en continu : > ou = 4h

## Nébuliseur ultrasonique 402AI

Caractéristiques : utilisations diverses, plus adapté à l'utilisation domestique.

- a. Ce produit est adapté à l'environnement, qui nécessite parfum faible ou un désinfectant, ou l'augmentation de l'humidité. Il a un réservoir de 350 mL, plus pratique à utiliser.
- b. Nettoyage du visage et soins de beauté

L'application de 1MHz de mixture par nébulisation ultrasonique pour nettoyer la face est très efficace, et c'est une méthode habituelle de soins de la peau, une méthode très pratique et très confortable.

- c. Nettoyage des bijoux

Immerger les bijoux dans le détergent et mettez en marche l'appareil. La graisse et la saleté disparaissent des bijoux au bout de 10 minutes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration