

Nébuliseur à compresseur, Modèle MED 403B

Réf. SOC-YWL-251018



Caractéristiques du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 403B :

- Sans huile
- Petit
- Silencieux
- Fines particules



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Paramètres du nébuliseur à compresseur, Modèle MED 403B :

Il s'agit d'une nouvelle génération du nébuliseur. Il réduit les médicaments liquides en de minuscules particules par la compression de l'air. Les minuscules particules peuvent être aspirées par les patients.

- Tension d'alimentation : AC220V + ou - 22V, 50 + ou - 1Hz
- Pression négative maximale de la pompe de compression : > ou = 0,15 MPa
- Flux d'air libre dans la pompe de compression : > ou = 10 L/min
- Taux de nébulisation maximum : > ou = 0,10 ml/min
- Bruit : < ou = 65 dB (A)
- Brevet de conception pour la gorge de serrage



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration