

**Pompe à perfusion volumetrique,
Modèle AJ 5800**

Réf. SOC-AJ5800



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La pompe à perfusion volumétrique Modèle AJ5800 est un instrument utilisé pour maintenir un débit régulier lorsque des médicaments ou des liquides sont administrés dans l'organisme par voie intraveineuse. Conçue pour optimiser la perfusion de grands volumes, elle est utilisée pour administrer au patient de façon continue ou non des médicaments très divers pendant une durée souvent supérieure à 24 heures. C'est un produit conçu pour être utilisé dans tous les services d'un établissement hospitalier, et en particulier en Réanimation-Soins intensifs, Anesthésie, Chirurgie, Chimiothérapie, Médecine interne, Gastro-entérologie, Urgence, Gynécologie, Pédiatrie, Hospitalisation à domicile (HAD). De plus, elle est largement et plus principalement utilisée pour les injections intraveineuses, les injections intra-artérielles, les injections radiographiques et du péritonéal moyen, les injections anesthésiques, et dans différents départements de chirurgie générale et de services internes de médecine. C'est une gamme de produits dotée d'une technologie de pointe et des systèmes alarmants automatisés multifonctionnels. Elle possède également de nombreux avantages tant au niveau de son apparence, sa fonction et sa fiabilité qu'au niveau de sa stabilité comparé à d'autres produits de mêmes niveau, particulièrement lors d'une micro-infusion précise de longue durée ne pouvant être réalisée de manière conventionnelle.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

FICHE TECHNIQUE:

- Plage de débits: 1-1000 ml/h par incréments de 1 ml/h.
- Volume de perfusion: 1-9999 ml.
- Débit KVO (Maintien de Veine Ouverte): 1ml/h (sera activé en même temps que les alarmes signalant la perfusion terminée, détection de l'air dans la tubulure)
- Kit intraveineux compatible: compatible avec la plupart des marques principales.
- Alarme: Alarmes sonores et visuelles mise en marche dans les cas suivants: perfusion terminée, La pompe détecte une occlusion dans le système pompe à tubulure (occlusion), détection de l'air dans la tubulure, porte ouverte, batterie faible.
- Mécanisme de pompage: Péristaltique Linéaire.
- Alimentation électrique AC 220V 50Hz or DC 12V (AC110V fournit si nécessaire). * Consommation électrique: moins de 40 VA.
- Batterie: environ 4 h d'autonomie à un débit de 50 ml/h avec batterie Ni-MH rechargeable.
- Température Ambiante: 5°C - 40°C.
- Matériaux: fait à base d'un alliage d'aluminium inoxydable.
- Dimension (Largeur x Hauteur x Profondeur): 125 à 250 à 190 (mm).
- Poids net: 4.25 kg / 9.35".



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N