

Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A

Réf. : SOC-90910902



Description du Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A:

Le Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A est un dispositif médical numérique, à deux canaux (ou voies) utilisé pour administrer de faibles quantités de fluide (avec ou sans médicament) à un patient à travers une seringue.

- Le Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A est utile principalement dans les services de soins des Centres Hospitaliers. Il est également serviable dans les laboratoires de chimie ou en recherche biomédicale.
- Facile d'utilisation, sa programmation rapide permet aux personnels soignants de lancer une perfusion en quelques secondes, de manière complètement sécurisée et ainsi permettre la bonne observance médicamenteuse pour les patients.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Le Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A permet d'administrer des médicaments en continu, avec un débit stable permettant l'obtention d'une concentration stable sur la durée d'administration. Cela permet d'éviter des périodes pendant lesquelles le taux de médicaments dans le sang est trop élevé ou trop faible. Il est largement utilisé pour l'administration d'anticancéreux, d'insuline, d'antibiotiques, d'antalgiques et d'amines vasopressives dans de nombreuses spécialités médicales : anesthésie-réanimation, chirurgie, infectiologie, soins palliatifs...

Caractéristiques du Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A:

- Fonctionnement double canal indépendamment ou simultanément ;
- 3 modes de travail: mode débit, mode temps et mode poids ;
- Conception de protection intelligente pour l'emplacement précis du piston ;
- Les écrans LCD et LED affichent simultanément les données cliniques critiques ;
- Alarmes audiovisuelles pour plus de sécurité ;
- Mode KVO automatique «ON» une fois l'injection terminée ;
- 3 niveaux de pression d'occlusion ;
- Fonction anti-bolus.
- Tension : 220v
- Fréquence : 50/60Hz
- Accessoire : Un cordon d'alimentation d'une longueur de 1.8m



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration