

Dermojet Polymedical HR

Réf. SOC-DMJ200415



Dermojet Polymedical HR.

Tête : Tête avec valve pour retenir le liquide.

Capacité : 4ml.

Légèreté et robustesse : Le Dermojet HR pèse environ 300 grammes. Il est également réputé pour sa robustesse. Il est usiné entièrement en inox.

Fiabilité et ergonomie :

- Le Dermojet HR est connu pour sa puissance, sa rapidité et son utilisation silencieuse.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Maniable et équilibré, le Dermojet Polymédical Automatique permet une utilisation sans efforts et une très bonne prise en main.
- Muni d'un support de flacon ou d'un réservoir en Pyrex de 4 ml.
- Stérilisable en autoclave.
- Le Dermojet HR est fabriqué en Inox et son réservoir est en Pyrex, ce qui facilite le nettoyage et la stérilisation.

Composition du Dermojet HR :

- Corps de seringue réalisé entièrement en Inox, d'un piston central et d'un ressort de tension
- Tête d'injection
- Réservoir en Pyrex
- Embout en métal inoxydable

Applications :

- Anesthésie locale
- Injection de corticoïdes
- Micro-greffe de cheveux



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration